



Гарантийный срок:

Шесть месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, указанных в данной инструкции.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные):
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Обратите внимание!

В связи с тем, что глаза и мордочка игрушки раскрашены вручную, возможны небольшие потеки, расплывчатость и неровность краски. Это не дефект и гарантийным случаем не является.

Срок службы: Не менее 3-х лет.

Срок годности: Срок годности не установлен.

Правила утилизации: По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизации с бытовым мусором.



Система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом EN ISO 13485. Сертификат соответствия № TC RU C-DE.AЛ14.B.05187 (с 20.08.2015 г. по 18.08.2016 г.) выдан

Сертификат соответствия № TC RU C-DE.AЛ14.B.05187 (с 20.08.2015 г. по 18.08.2016 г. ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92. Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1. Претензии принимает представитель в России и СНГ — ООО «НИКАМЕД» по адресу: Россия, 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, телефон: +7 (499) 257-45-81. Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 58.

www.kinerapv.com

www.nikamed.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мяч-Кенгуру KINERAPY JUMP BALL

Тренажёр-игрушка Рыжий Пес (мяч надувной) KINERAPY ORANGE DOG

Apt.: INTKK-RK-N1_10/1

Уважаемый покупатель!

Вы приобрели изделие торговой марки KINERAPY, изготовленное в соответствии со стандартами Германии и директивами ЕС, обеспечивающими высокое качество и надёжность в эксплуатации. Изделия KINERAPY производятся из безопасных полимерных материалов по технологии Eco-Plast Technology с использованием биоразлагаемого пластификатора, исключающего содержание вредных для здоровья фталатов.

Для эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами использования изделий.



Мяч-Кенгуру KINERAPY JUMP BALL.

Диаметр: 60 см



Игрушка для детей старше трех лет.

Область и способ применения:

Мяч-Кенгуру используется в игровых занятиях для детей и подростков.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Конструкция:

Игрушка изготовлена из материала повышенной упругости. В конструкции игрушки предусмотрены «рожки», за которые ребёнок может держаться во время сидения и прыжков.



Правила подбора:

Для безопасного использования игрушки необходимо, чтобы при сидении на игрушке стопы ребёнка опирались на пол. Максимальная нагрузка на мяч не должна превышать 80 кг.

Правила использования:

Накачайте игрушку с помощью насоса для накачивания мячей. Во избежание переполнения игрушки воздухом и разрыва не используйте воздушный компрессор для накачивания мячей. Диаметр полностью накачанной игрушки не должен превышать 60 см. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Комплектность:

Игрушка, две заглушки, инструкция.





Тренажёр-игрушка Рыжий Пес (мяч надувной) KINFRAPY ORANGE DOG.

Область и способ применения:

Тренажёр-игрушка Рыжий Пёс предназначен для гимнастики и игр для детей от 3 до 5 лет. Сидя на спине Рыжего Пса и упираясь стопами в пол, ребёнок может совершать вставания и пружинящие приседания.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Конструкция:

Игрушка изготовлена из материала повышенной упругости. У Рыжего Пса широкие опорные лапы и большие уши для удержания равновесия. Глаза, нос и линии на мордочке раскрашены вручную.



Правила подбора:

Для безопасного использования мяча необходимо, чтобы при сидении ребёнка на мяче его стопы полностью опирались на пол. Максимальная нагрузка на игрушку не должна превышать 40 кг.

Правила использования:

Накачайте игрушку с помощью насоса для накачивания мячей. Во избежание переполнения воздухом и разрыва не используйте воздушный компрессор для накачивания мячей. Высота спинки Рыжего Пса не должна превышать 26 см.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Комплектность:

Игрушка Рыжий Пёс, заглушка, инструкция.

Состав: ПВХ.

Правила ухода: Игрушку очищают тканью, смоченной тёплым нейтральным мыльным раствором. Не используйте щётки, абразивные средства или химические очистители.

Информация о правилах эффективного и безопасного использования:

В случае прокола НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ надувную игрушку. Отремонтированная игрушка не гарантирует безопасность использования.

Правила хранения: Хранить изделие при комнатной температуре, вдали от нагревательных приборов и прямого воздействия солнечного света.