



СТУЛ ДЛЯ ВАННОЙ

Инструкция по эксплуатации



Модель: BWC-310

Благодарим Вас за приобретение стула для ванной BWC-310 марки BRONIGEN. Стул для ванной является изделием медицинского назначения. Для его производства используется высококачественная хромированная сталь и материалы, обеспечивающие надёжную и долгосрочную эксплуатацию. Деревянное сиденье имеет специальное влагоустойчивое покрытие. Стул имеет раздвижную опору и подходит для стандартных ванн шириной 70-82 см.

Комплектация

- Стул с деревянным сиденьем, 1 шт.
- Инструкция по применению, 1 шт.

Назначение

Стул для ванной предназначен для облегчения ухода за тяжелобольными и инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Область применения

Стул может быть использован как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях.

Оказываемые эффекты

Стул для ванной позволяет пациентам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата удобно совершать водные процедуры в ванне.

Порядок установки и принцип действия

- Выньте стул из упаковки.
 - Вставьте левый поручень в металлическое основание и зафиксируйте его.
 - Затем вставьте правый поручень и зафиксируйте его.
 - Установите расстояние между поручнями, подходящее для ширины Вашей ванны.
 - Поставьте стул в ванну и убедитесь, что установленные на поручнях пластиковые насадки против скольжения плотно фиксируют стул и препятствуют скольжению.
-

Противопоказания

Перед использованием изделия проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Меры предосторожности

Перед использованием стула убедитесь, что все детали стула прочно закреплены.

Проверьте, чтобы поручни стула прочно опирались на боковые края ванны и не скользили.

Правила ухода

- Для чистки стула используйте нейтральные моющие средства. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и др.), а также сильнодействующие моющие средства.
- Во избежание царапин и нарушения влагостойкого покрытия не применяйте абразивные вещества и абразивные губки.
- После каждого использования необходимо вытереть все части стула насухо.

Правила хранения

- Храните стул в сухом месте.
- Температура хранения стула от -20°C до +60°C.

Правила утилизации

Утилизация стула осуществляется по правилам утилизации стальных изделий, действующим на территории потребителя.

Технические характеристики:

Ширина сидения, см	37
Глубина сидения, см	28
Высота поручней, см	16
Расстояние между поручнями, см	67–81
Максимальная нагрузка, кг	100
Вес, кг	2,3

Гарантии производителя

Гарантийный срок составляет 6 месяцев со дня продажи.

Срок службы стульев для ванны составляет не менее 3 лет.

Гарантия производителя распространяется на стулья для ванны при отсутствии повреждений вследствие удара, механического воздействия или внесения изменений в конструкцию.

Гарантийными случаями не являются

- Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению.
- Дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием.

Торговая организация

(название, адрес, контактный телефон)

Дата продажи

Печать торгующей организации

С условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя

Декларация о соответствии № РОСС DE.ИМ24.Д00630 от 26.07.2011 г.

выдана ООО «Центр сертификации и декларирования».

РУ № ФСЗ 2011/10203 от 19.07.2011 г.

выдано ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Производитель: Рехард Технолджис ГмбХ,
Германия, 04316, Лейпциг, Херманн-Сандер штрассе, 27.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп»,
Россия, 127220, Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 1.

Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 60.