

**Массажные мячи Knobbed Balls**

**Массажер для рук Senso Walking Trainer Light**

**Массажёр для рук с утяжелением  
Senso Walking Trainer Plus**

**Роллер массажный Bodyroll**

**Мяч массажный – сенсорный «ёжик»  
Senso Balance Hedgehog**

**Мяч массажный – сенсорный «ёжик»  
Senso Balance Hedgehog XL**

**Массажный валик под шею Massage-Nex**

**Валик под шею happyback Relax-Nex**

**Коврик массажный Senso Mat**



---

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



## **Массажные мячи Knobbed Balls**

**Диаметр: 6 см, 8 см, 9 см, 10 см**

### **Назначение:**

Мячи массажные используются для оздоровительного массажа рук, ног и спины для детей и взрослых.

Массаж способствует повышению тонуса кожи и улучшению кровообращения.

Массаж с использованием мячиков Knobbed Balls широко применяется в детской практике и доставляет настоящее удовольствие маленьким детям.

В косметологии массаж с использованием мячей Knobbed Balls является эффективным элементом в комплексе процедур при целлюлите.

### **Конструкция:**

Мячи Knobbed Balls изготовлены из высококачественного материала Ruton, который не содержит тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей.

Мячи имеют мягкие закругленные массажные шипы, эффективно массирующие рефлексогенные зоны, но не травмирующие кожу. Игольчатые клапаны (если предусмотрено конструкцией) позволяют регулировать внутреннее давление воздуха. Для этого рекомендуется использовать игольчатый насос TOGU Ball Pump. Иглу насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.

### **Правила использования:**

С помощью Knobbed Balls можно осуществлять самомассаж, а также массаж другого лица. Выбор размера мяча зависит от площади поверхности, подлежащей массажу.

Для достижения максимального эффекта в использовании массажных мячей Knobbed Balls рекомендуем обратиться к специалисту по массажу.

### **Уход за изделием:**

Массажные мячики Knobbed Balls можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

### **Состав:**

Резина (прочный высококачественный материал Ruton).

### **Комплектность:**

Массажный мяч, демонстрационная упаковка.

## **Массажер для рук Senso Walking Trainer Light**

### **Массажёр для рук с утяжелением Senso Walking Trainer Plus**

#### **Назначение:**

Массажер для кистей рук. Кисть является одной из важнейших рефлексогенных зон тела. Массаж кисти эффективно воздействует на весь организм в целом.

#### **Конструкция:**

Массажёры изготовлены из высококачественного материала Ruton. Не содержат тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей. Массажёры имеют мягкие закругленные массажные шипы, эффективно массирующие рефлексогенные зоны, но не травмирующие кожу.

Модель Light наполнена воздухом. Модель Plus заполнена утяжелителем.

#### **Правила использования:**

Облегченная модель Light предназначена для массажа кисти и развития чувствительности пальцев. Стимуляция кончиков пальцев расслабляет, снимает стресс, стимулирует кровообращение, улучшает память и обучаемость.

Модель Plus имеет утяжелитель, вес массажёра около 250 грамм. Используется как для массажа, так и для развития мускулатуры кисти и предплечья. Массажер удобно лежит в руке, приятные на ощупь игольчатые выступы тонизируют и побуждают к активным действиям.

Утренняя пробежка с парой Senso Walking Trainer Plus в руках вдвойне эффективна.

#### **Уход за изделием:**

Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

#### **Состав:**

Резина (прочный высококачественный материал Ruton).

#### **Комплектность:**

Массажер для рук, демонстрационная упаковка.

## Роллер массажный Bodyroll

### Назначение:

Массажёр для рефлексогенных зон тела. Благодаря своей цилиндрической форме массажёр является эффективным средством для улучшения состояния стоп.

### Конструкция:

Роллер Bodyroll изготовлен из высококачественного материала Ruton, который не содержит тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей.

Роллер представляет собой валик цилиндрической формы с мягкими закругленными массажными шипами, эффективно массирующими рефлексогенные зоны, но не травмирующими кожу. Объем воздуха индивидуально регулируется с помощью игольчатого насоса. Для этого рекомендуется использовать игольчатый насос TOGU Ball Pump. Иглу насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.

### Правила использования:

Оздоровительный эффект проявляется при катании роллера по массируемой части тела. При катании роллера стопой эффективно массируются рефлексогенные зоны стопы, а также укрепляются мышцы голени.

Для проведения оздоровительного массажа спины рекомендуется использовать два роллера одновременно.

### Уход за изделием:

Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

### Состав:

Резина (прочный высококачественный материал Ruton).

### Комплектность:

Роллер массажный Bodyroll, декоративная коробка, постер с упражнениями.

**Мяч массажный – сенсорный «ёжик» Senso Balance Hedgehog****Диаметр: 16 см****Мяч массажный – сенсорный «ёжик» Senso Balance Hedgehog XL****Диаметр: 18,5 см****Назначение:**

Наполненные воздухом полусферы «ёжики» с игольчатой поверхностью – идеальные массажёры для стоп. Рекомендуется для массажа рефлексогенных зон стопы детей и взрослых.

Сенсорные «ёжики» используются для развития вестибулярного аппарата и в комплексе оздоровительной гимнастики.

В комплект входит плакат с общеразвивающими упражнениями для детей и взрослых.

**Конструкция:**

Мяч Senso Balance представляет собой полусферу, покрытую приятными на ощупь массажными шипами. Полусфера имеет игольчатый клапан для регулировки давления воздуха. Рекомендуется использовать игольчатый насос TOGU Ball pump.

Мяч изготовлен из высококачественного материала Ruton. Не содержит тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей. Благодаря особой прочности, надёжности и герметичности подходит для занятий и игр на открытом воздухе.

Иглу насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.

**Правила использования:**

Для массажа необходимо встать ногами на массажные мячи и, переступая с ноги на ногу, помассировать стопы.

Простой и эффективной тренировкой чувства равновесия является хождение по сенсорным «ёжикам». В детских садах, в школе и дома из «ёжиков» можно выкладывать тренировочные дорожки и использовать их для занятий в игровой форме.

**Уход за изделием:**

Мячи Senso Balance можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

**Состав:**

Резина (прочный высококачественный материал Ruton).

**Комплектность:**

Мяч массажный, декоративная коробка, постер с упражнениями.

## Массажный валик под шею Massage-Nex

### Назначение:

Валик для оздоровительного массажа и расслабления мышц шеи.

### Конструкция:

Валик изготовлен из высококачественного материала Ruton, который не содержит тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей.

Валик имеет мягкие закругленные массажные шипы, эффективно массирующие рефлексогенные зоны, но не травмирующие кожу. Объем воздуха индивидуально регулируется с помощью игольчатого насоса. Для уменьшения объема воздуха в валике вставьте в воздушный клапан иглу от воздушного насоса и надавите на валик. Для увеличения объема воздуха необходимо накачать валик с помощью игольчатого насоса. Для этого рекомендуется использовать игольчатый насос TOGU Ball Pump. Иглу насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.

### Правила использования:

Сеанс самомассажа при помощи Massage-Nex очень просто выполнить. Необходимо лечь на ровную горизонтальную поверхность, подложить под шею валик и в течение 5-7 минут медленно поворачивать голову вправо и влево. Выступы округлой формы деликатно воздействуют на точки рефлексогенной зоны, помогая расслабить мышцы шеи.

### Уход за изделием:

Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

### Состав:

Резина (прочный высококачественный материал Ruton).

### Комплектность:

Массажный валик под шею Massage-Nex, декоративная коробка.

## Валик под шею happyback Relax-Nex

### Назначение:

Валик happyback Relax-Nex используется для расслабления мышц шеи.

Этот валик очень удобно использовать в качестве поддержки для шеи во время принятия водных и солнечных ванн, в солярии.

Валик под шею незаменим при выполнении упражнений из положения лёжа на спине.

Валик обеспечивает опору и предотвращает перенапряжение в области шеи.

### Конструкция:

Валик изготовлен из высококачественного вспененного материала Ruton, который не содержит тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей.

Объем воздуха индивидуально регулируется с помощью игольчатого насоса. Для уменьшения объёма воздуха в валике вставьте в воздушный клапан иглу от воздушного насоса и надавите на валик. Для увеличения объёма воздуха необходимо накачать валик с помощью игольчатого насоса. Для этого рекомендуется использовать игольчатый насос TOGU Ball Pump. Иглу насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.

### Правила использования:

Необходимо лечь на ровную горизонтальную поверхность, подложить валик под шейный отдел позвоночника ровным краем к спине, выемкой к голове, расслабиться и спокойно лежать на валике в течение 20-30 минут.

Эффект воздействия валика следующий: выемка на валике является углублением для шеи, уменьшающим давление на два верхних позвонка, что обеспечивает удобное положение головы и позволяет расслабить шейную мускулатуру.

### Уход за изделием:

Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

### Состав:

Резина (прочный высококачественный вспененный материал Ruton).

### Комплектность:

Валик под шею happyback Relax-Nex, декоративная коробка.



## Коврик массажный Senso Mat

### Назначение:

Для всех, кто совершенствует свое тело и занимается различными видами оздоровительной гимнастики идеально подойдет Senso Mat. Сочетая в себе стимулирующий и расслабляющий эффект, Senso Mat незаменим для занятий йогой и медитативными практиками. Применение Senso Mat увеличивает эффективность занятий, способствует более быстрому достижению результатов тренировки, делает занятия незабываемо комфортными.

Массажный коврик Senso Mat незаменим для домашнего использования для всей семьи. Если в доме есть малыши, то ползание или хождение по коврику станет доступным и приятным массажем для малыша. Для взрослых хождение по коврику – прекрасный массаж стоп.

### Конструкция:

Senso Mat выполнен из высококачественного материала Ruton, отличающегося высокими динамическими характеристикам, особой прочностью и надежностью. Массажные шипы имеют закругленную форму для мягкого воздействия на кожу.

Размеры коврика: 60x120 см или 60x40 см.

### Правила использования:

Коврик можно использовать на любой поверхности: как на гладком полу, так и на различных ковровых покрытиях.

### Уход за изделием:

Изделия можно мыть в теплом мыльном растворе, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

### Состав:

Резина (прочный высококачественный материал Ruton).

### Комплектность:

Массажный коврик Senso Mat, декоративная коробка.

**Условия хранения:**

При температуре +18 – +25°C, влажность воздуха 40-70%; защищать от прямого и прямого воздействия солнечного или искусственного света; хранить в закрытой коробке.

**Условия утилизации:**

Утилизация с бытовым мусором.

**Срок службы:**

Не менее 3-х лет.

**Гарантийный срок:**

- 30 лет со дня продажи на изделия, перечень которых указан в гарантийном талоне;
- 12 месяцев со дня продажи на изделия, не входящие в список изделий с 30-летней гарантией.



AG23

Сертификат соответствия РОСС DE.AG23.B09992 от 28.06.2012 г.  
выдан ООО «Бизнес аспект»

Экспертное заключение о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 12-02-168 от 02.02.2012 г. выдано ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ЦЕНТРОМ  
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН

Экспертное заключение о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 12-02-167 от 02.02.2012 г. выдано ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ЦЕНТРОМ  
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН



**Производитель:**

ТОГУ, Гебр. Обермайер оХГ, Германия, Приен-Бачхам, Атзингер Страссе, 1.

**Импортер:**

ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127220, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.

**Для корреспонденции:** Россия, 127220, Москва, а/я №60.